


FAUNA STENT™

 M.I.Tech




**The minimally invasive long term solution
for canine tracheal collapse.**




Key Features


- 정교한 수작업을 거친 엮기 방식으로 확장력과 유연성을 동시 구현
- 약 70% 전개 전까지 리캡처가 가능하여 시술의 부담 저하
- 9개의 불투과성 마커를 통한 스텐트의 실시간 위치 파악이 용이



Case



자료제공 : 헬릭스동물메디컬센터



자료제공 : 스마트동물병원 신사본원

Size information

Model	Stent		Delivery Device	
	Diameter (mm)	Length (mm)	Diameter (Fr)	Usable Length (mm)
TNA (Uncovered)	6	40 ~ 140	10.5	500
	7	40 ~ 140		
	8	40 ~ 140		
	9	40 ~ 140		
	10	40 ~ 140		
	11	40 ~ 140		
	12	40 ~ 140		
	14	40 ~ 140		

* FAUNA STENT는 국내 최초 유일의 농림축산검역본부 정식허가제품입니다.

